

令和 7 年度 横浜市紙おむつ給付事業

配送登録業者：福祉クラブ生活協同組合

介護生活用品店「らく・らっく」日吉

取扱商品カタログ



配送方法・・・らく・らっくのメンバーが配達に伺います


集金方法・・・配達時に現金にて集金します

配達区域・・・港北区・鶴見区・神奈川区・中区・西区
保土ヶ谷区・南区

配達可能曜日・・・月～金（祝祭日、年末年始は休業）

// 時間・・・9:00～17:00

ご希望の商品をお選びください。複数の組み合わせも承ります。
一人ひとりに適したおむつを選ぶには個別対応が必要です。
どうぞ、らく・らっくにご相談下さい。



福祉クラブ生活協同組合

介護生活用品店「らく・らっく」日吉

住所： 横浜市港北区日吉5-24-33 Dayひよし内

電話： 045-564-3085


FAX： 045-566-2750

管理者： 大田 尚美

《 紙おむつ等給付商品一覧 》

- ・ご希望の商品を下記からお選びください。
- ・らく・らくは、介護される方のことを第一に考えています。ぜひご相談ください。

パンツタイプ		商品イメージ	メーカー名 商品名	商品 番号	規格	サイズ (ウエスト)	吸収量	一単位	袋数	商品の特長
パンツ タイプ		オンリーワンケア 前後フリーパンツ	1	S	50～70cm	750cc	20枚	1袋	肌触りの柔らかい生地を使用。 最高のフィット性能。 前後どちらからでもはける ボクサータイプ。	
			2	M	60～90cm	750cc	18枚	1袋		
			3	L～LL	80～140cm	750cc	16枚	1袋		
		オンリーワンケア 前後フリーパンツうす型	4	S	50～70cm	300cc	24枚	1袋	オンリーワンパンツの薄 型タイプ。 外から目立たず、安心柔 らかフィット。	
			5	M	60～90cm	300cc	22枚	1袋		
			6	L～LL	80～140cm	300cc	20枚	1袋		
		リフレ はくパンツ 夜用スーパー	7	ML	70～95cm	860cc	2単位 20枚	2単位 で1袋	たっぷり吸収厚型マット採 用。 立体的横モレ防止ギャ ザー付。 全面通気性。	
			8	LL	90～125cm	860cc	2単位 18枚	2単位 で1袋		
		リフレ はくパンツ レギュラー	9	S	55～75cm	570cc	22枚	1袋	全面通気性。 歩きやすく座りやすい、股 間すっきり構造。 横モレ防止ギャザー付き。	
			10	M	65～90cm	570cc	20枚	1袋		
			11	L	80～105cm	570cc	18枚	1袋		
			12	LL	95～125cm	570cc	16枚	1袋		
		テナ パンツプラス	13	S	65～85cm	450cc	14枚	1袋	尿取りパッドなしの1枚で も安心の吸収力。 伸縮性があり高いフィット 感で、ずれにくく快適。	
			14	M	80～110cm	450cc	14枚	1袋		
			15	L	100～135cm	450cc	14枚	1袋		
		ライフリー うす型軽快パンツ	16	S	50～70cm	300cc	24枚	1袋	うすくてムレずに動きやす い。 下着のように快適なはき 心地。	
			17	M	60～85cm	300cc	22枚	1袋		
			18	L	75～100cm	300cc	20枚	1袋		
			19	LL	90～125cm	300cc	18枚	1袋		

テープタイプ								
商品イメージ	メーカー名 商品名	商品 番号	規格	サイズ	吸収量	一単位	袋数	商品の特長
	オンリーワンケア フィットリングテープ	20	S	ヒップ 56~90cm	600cc	24枚	1袋	体の動きに合わせて伸縮するからズレ・モレに強く、ゴワゴワする部分をカットアウトした立体形状。丸いヒップラインにフィット。
		21	M	ヒップ 75~106cm	600cc	24枚	1袋	
		22	L	ヒップ 85~131cm	600cc	24枚	1袋	
	リフレ 簡単テープ止めタイプ	23	S	ヒップ 57~92cm	450cc	2単位 34枚	2単位 で1袋	立体ギャザーで横モレ防止。つけ直しが何度でもできるテープを採用。
		24	M	ヒップ 77~110cm	600cc	2単位 30枚	2単位 で1袋	
		25	L	ヒップ 92~130cm	760cc	2単位 26枚	2単位 で1袋	
	テナ スリッププラス	26	S	ウエスト 56~85cm	500cc	2単位 30枚	2単位 で1袋	瞬間ドライシートでさらさら。高い吸収性能があり体のラインにフィットするデザインで、通気性素材を採用。交換表示ライン付き。
		27	M	ウエスト 72~122cm	700cc	12枚	1袋	
		28	L	ウエスト 92~144cm	750cc	12枚	1袋	
	ライフリー 横モレ安心テープ止め	29	S	ヒップ 56~90cm	600cc	16枚	16枚	"モレにくい革命" 超立体3層ギャザーが股ぐりにフィット。
		30	M	ヒップ 67~106cm	600cc	15枚	15枚	
		31	L	ヒップ 81~128cm	600cc	12枚	12枚	

テープタイプ

パッドタイプ									
商品イメージ	メーカー名 商品名	商品 番号	規格	サイズ	吸収量	一単位	袋数	商品の特長	
	オンリーワンケア ケアパッド400	32	共用	21 × 48cm	400cc	90枚	3袋	スピード吸収でサラサラ。 立体ギャザーでピッタリ フィット。	
		オンリーワンケア からだカーブパッド レギュラー	33	共用	26 × 50cm	600cc	64枚	2袋	あてると自然にからだに 沿った形になる「からだ カーブ」構造。 消臭ポリマー配合。
		オンリーワンケア からだカーブパッド ロング	34	共用	26 × 56cm	750cc	32枚	1袋	
		オンリーワンケア からだカーブパッド スーパーロング	35	共用	26 × 64cm	950cc	32枚	1袋	
		オンリーワンケア からだカーブパッド ワイド	36	共用	34 × 64cm	1200cc	30枚	1袋	
		オンリーワンケア からだカーブパッド エクストラワイド	37	共用	34 × 64cm	1450cc	28枚	1袋	
	リフレ超うす安心パッド 120cc 多い時も安心用	38	共用	9.5 × 23cm	120cc	40枚	2袋	軽い尿モレに。 超うすだから付けていな いような心地よさ。 お出かけに便利な個包 装。	
	リフレ超うす安心パッド 170cc 長時間・夜も安心用	39	共用	13 × 29cm	170cc	32枚	2袋		
	リフレ パッドタイプ 男女兼用レギュラー	40	共用	20 × 48cm	330cc	90枚	3袋	どんなおむつにもスッポリ 収まり、こまめな交換に簡 単。 経済的。	
	リフレ パッドタイプ ビッグ	41	共用	28 × 60.5cm	650cc	30枚	1袋	ひろびろ設計のマットがお しりをしっかり包み込み、 背中へのモレを防止。	
	リフレ ハイパースキン プロシリーズ プレミアム	42	共用	28 × 60.5cm	1150cc	20枚	20枚	横モレ防止・高吸収。超拡 散・ムレ解消。長時間の着 用にも安心。約6回分。	
	リリーフ 重ねて安心 シート(両面吸収)	43	共用	14 × 37cm	300cc	60枚	2袋	あくまでも補助シート。 (防水フィルムがない為尿 は通過します)	

	テーナ コンフォート ノーマル	44	共用	27 × 54cm	350cc	42枚	1袋	
--	--------------------	----	----	-----------	-------	-----	----	--

パッドタイプ		テナ コンフォートプラス	45	共用	33 x 59cm	500cc	2単位 46枚	2単位 で1袋	つけている事が気にならない人間工学に基づいた動きやすい設計。数回の排尿後も後戻りしないフィールドドライ構造。交換タイミングを色の変化でチェック。	
		テナ コンフォートエクストラ	46	共用	33 x 59cm	650cc	2単位 34枚	2単位 で1袋		
		テナ コンフォートスーパー	47	共用	36 x 71cm	850cc	2単位 30枚	2単位 で1袋		
		テナ コンフォートマキシ	48	共用	36 x 71cm	1200cc	2単位 28枚	2単位 で1袋		
			ライフリー ズレずに安心 尿とりパッド昼用	49	共用	16 x 45.5cm	300cc	2単位 108枚	2単位 で3袋	前後のズレ止めテープが紙パンツにぴったり。上げ下げしてもずれません。ご本人も交換しやすい紙パンツ専用パッド。
		ライフリー ズレずに安心 尿とりパッド夜用	50	共用	18 x 51cm	600cc	2単位 60枚	2単位 で3袋		
			ライフリー 一晩中あんしん 尿とりパッド夜用	51	共用	28 x 55cm	600cc	42枚	1袋	尿量の多い方でも朝まで安心。
		ライフリー 一晩中あんしん 尿とりパッド夜用スーパー	52	共用	30 x 64cm	900cc	24枚	1袋	ぐんぐん吸収。尿量の多い方でも交換いらず。一枚で朝までぐっすり。	

フラットタイプ		リフレ フラットシート	53	共用	30 x 72cm	400cc	24枚	1袋	表面のV字模様が尿を素早く拡散しヨレを防止。臭いも安心。
		介護用シート防水タイプ [®] (2枚入)	54	共用	85 x 130cm		4枚	2袋	布団やマットに巻き込んで使える、大判の使い捨て防水シート。

ぬれタオル		おむつとりかえ ぬれタオル 流せるタイプ40枚	55	共用	20 x 30cm		4個	4個	しっかりと拭き取れる大判タイプ。
-------	---	-------------------------------	----	----	-----------	--	----	----	------------------

おむつ給付担当: 福井
 配送区域: 港北区、鶴見区、神奈川区、中区、西区、保土ヶ谷区、南区
 支払方法: 現金
 配送方法: 自社配送

福祉クラブ生活協同組合
 介護生活用品店「らく・らっく」日吉
 住所: 横浜市港北区日吉5-24-33 Dayひよし内
 電話: 045-564-3085 FAX: 045-566-2750
 営業時間: 月～金(祝祭日は休業)9:00～17:00